

**AQUATIS**

# Báscula BT con cálculo de la composición corporal AQ1538



- Kcal
- Masa ósea
- Peso
- Agua corporal
- Masa muscular
- Grasa corporal


USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO **BAS/AQ1538**

### Installing the batteries

- Open the battery compartment
- Install the batteries in the correct direction.
- Close the battery compartment


### Install the APP

- Activate Bluetooth on your Smartphone
- Your Smartphone and tablet must be connected to the network (WiFi, 4G or 3G)
- Use your device to scan the QR code or search for "OKOK International" in App Store or Google Play to install the application.




### Indications for use

Register and create a new user, if you decide to register with an email, follow the instructions below. Select the option "Register with email", enter your email and press the "Next" button




You will receive a code in the inbox of the email you entered above (if you do not receive the email please check your Spam folder). Once you get the code, enter it and press the "Next" button


button, then it will ask you to reset your password, enter one you can remember, accept the terms and conditions and press the "Register" button.




Fill in your personal information and click the "Next" button.



Link the scale by pressing the "Add device" button




Or in this option: Settings - Device




Press the link button to add the scale




Active all Bluetooth permissions and allow your mobile device to search for devices




Go up the scale so the app can detect you and record your first weight. This will take a few seconds.



If you want to weigh yourself again, press the button , go up to the scale and press the "Start Weighing" button




If you want to add new users to the scale press the button , then press "Add new user", complete the personal information and press the "Confirm" button



### Other functions:

The application incorporates new utilities such as:

- Fast**: Choose a meal plan and track your meals
- Drink water**: Monitor your water intake and set goals.
- Calorie**: Record the calories you eat and the weight of your food, as well as the goals you want to meet.
- Waist**: Record your waist and hip measurements



### Main Features

Capacity: 180 Kg / Power supply: 2X1.5V AAA battery / LCD display with backlight / 28x28 cm, 5 mm thickness tempered glass / Auto power on-off / Overload indication / Low battery indication / BT function connect to the mobile app / Measures weight, calories, body fat, muscle mass, bone mass and body water / APK-APP: oKOK International / BT frequency band: 2.4 GHz / Maximum emitted RF power < 100 mW

### Notes

- Keep scale surface dry to avoid accident by slipping.
- Please put the scale in a dry place to protect the internal electronic components.
- Please use micro cloth to clean the scale, not immersed in water.
- Please don't remove the scale except replace the battery.
- Please don't use heavy percussion or falls from a height.
- Please don't persistent put heavy on the scale to avoid damage to the high precision sensor.
- Please keep the scale away from wet floor, don't use the scale

- Please stand on the middle of scale in case of turnover.
- The platform of the scale is made of glass, please avoid sharp things scratching the surface, excessive forces or sudden shocks, unexpected fall-off will break the glass and injure the user.
- The Scale is not waterproof. Keep the surrounding environment dry, do not submerge it in water.
- use cloth with neutral cleaning liquids to clean the surface, keep away contacting with organic solvent nor chemicals.
- When the batteries are in low power status, please remove the batteries in case for leaking liquids could damage the scale.
- Please stand on the scale in the right direction.
- Please stand on the scale no less than 10 seconds if you measure body fat.
- Please confirm gender, height, weight data is correct.
- Low battery indication: 2.4 +/- 0.2V, display "Lo" and power off
- Overload indication: Overload more than 182.5 Kgs display "Err"

### Guarantee

**GUARANTEE**

DEVICE ITEM: \_\_\_\_\_  
Serial number: \_\_\_\_\_  
ESTABLISHMENT  
Purchase date: \_\_\_\_\_

**AQUATIS**  
+34 91 713 94 98  
INNOVA CELLULAR SL  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave B8  
28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid

**Note:** Do not expose the scale at extreme temperatures, the batteries could exploit. The scale is not waterproof. The BASCULA BT CON CALCULO DE LA COMPOSICION CORPORAL AQ1538 (BAS/AQ1538 (LCD26F)) has a 3-year warranty from the date of purchase. Defects caused by use and wear of the product do not come under warranty. Batteries are not covered by warranty. The scale only comes under warranty if it has not been tampered with and the defect it presents is due to factory reasons.

### Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the BASCULA BT CON CALCULO DE LA COMPOSICION CORPORAL AQ1538 (BAS/AQ1538 (LCD26F)) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/30/EU, 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, annex II (EU) 2015/863. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link: [https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion\\_basqa1538.pdf](https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_basqa1538.pdf)

### Customer Service

Only in English, Spanish and Portuguese  
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98  
**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
**Horário de funcionamento de apoio ao cliente:** De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H

### Safety warnings

**Safety and handling:** For more information on safety and handling, see the user manual. **Important Safety Information:** Handle the scale with care. They contain sensitive electronic components, including batteries, and may malfunction, affect performance, or cause damage if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat, liquid, or high-pressure environments, concentrations of industrial chemicals, including nearby evaporated liquefied gases such as helium. Do not use the scale if it is damaged. **Choking hazard:** The scale and the small parts included may present a choking hazard to small children or cause other injuries. Always keep them out of the reach of children.

### Other data

**Box contents:** Scale, 2 AAA batteries, user manual

### Instalación de las pilas

- Abra el compartimento de las pilas
- Instale las pilas en la dirección correcta.
- Cierre el compartimento de las pilas

### Instalar la APP

- Active el Bluetooth de su Smartphone
- Su Smartphone y tablet debe conectarse a la red (WiFi, 4G o 3G)
- Utilice su dispositivo para escanear el código QR o busque "OKOK International" en App Store o Google Play para instalar la aplicación.




### Indicaciones de uso


Regístrese y cree un usuario nuevo, si decide registrarse con un correo electrónico, siga las siguientes indicaciones. Seleccione la opción "Regístrese con email", introduzca su correo electrónico y pulse el botón "Siguiente"



Recibirá un código en la bandeja de entrada del correo electrónico que introdujo anteriormente (si no recibe el correo por favor revise su carpeta de Spam). Una vez que consiga el código, introduzcalo y presione el botón "Siguiente", seguidamente le indicará que restablezca su contraseña, introduzca una que pueda recordar, acepte los términos y condiciones y pulse el botón "Registrar"



Complete la información personal y pulse el botón "Siguiente"



Enlace la báscula, presionando el botón "Añadir dispositivo"




O en esta opción: Ajustes - Dispositivo




Presione el botón de enlace para agregar la báscula




Active todos los permisos del Bluetooth y permita que su dispositivo móvil busque dispositivos




Súbase a la báscula para que la app lo detecte y registre su primer peso. Esto llevará unos segundos.



Si quiere volver a pesarse pulsa el botón , suba a la báscula y presione el botón "Comenzar a pesar"



Para agregar nuevos usuarios a la báscula presione el botón , luego presione "Agregar nuevo usuario", complete la información personal y presione el botón "Confirmar"



### Otras funciones:

La aplicación incorpora utilidades nuevas como:

- Ayuno**: Elja un plan de alimentación y haga un control de sus comidas
- Beber agua**: Controle la ingesta de agua y establezca objetivos.
- Registro de calorías**: Registre las calorías ingeridas y el peso de la comida, así como los objetivos a cumplir.
- Cintura**: Registre las medidas de su cintura y su cadera



### Características

Peso máximo: 180 Kg / Fuente de alimentación: Pilas 2X1.5V AAA / Pantalla LCD con retroiluminación / Cristal templado de 28x28 cm, espesor 5 mm con cristal templado / Auto encendido y apagado / Indicación de sobrecarga / Indicador de batería baja / Función BT para conectarse a la APP móvil / Mide peso, calorías, grasa corporal, masa muscular, masa ósea y agua corporal / APK-APP utilizada: oKOK International / Banda de frecuencia del BT: 2.4 GHz / Potencia máxima RF emitida < 100 mW

### Notas

- Mantenga seca la superficie de la báscula para evitar accidentes por resbalones.
- Coloque la báscula en un lugar seco para proteger los componentes electrónicos internos.
- Utilice un micropaño para limpiar la báscula, no utilice agua para ello.
- No manipule la báscula
- Evite caídas de la báscula

- Por favor, no ponga mucho peso en la báscula para evitar dañar el sensor de alta precisión.
- Mantenga la báscula lejos del suelo mojado, de ser así no lo use.
- Súbase en el medio de la báscula.
- La plataforma de la báscula está hecha de vidrio, evite que objetos afilados rasquen la superficie, fuerzas excesivas o golpes repentinos, una caída inesperada romperá el vidrio y lesionará al usuario.
- La báscula no es sumergible. Manténgala seca, no la sumerja en agua.
- Use un paño húmedo para limpiar la superficie, manténgala alejada de la báscula los disolventes o productos químicos.
- Cuando las baterías estén en estado de baja potencia, retírelas.
- Súbase en la báscula en la posición correcta.
- Quédese subido en la báscula al menos 10 segundos para que las mediciones se hagan correctamente.
- Confirme que los datos de sexo, altura y peso son correctos.
- Indicación de batería baja: 2.4 +/- 0.2 V, muestra en pantalla "Lo" y la báscula se apagará
- Indicación de sobrecarga: Sobrecarga de más de 182.5 kg muestra en pantalla "Err"

### Garantía

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

EQUIPO  
Modelo: \_\_\_\_\_  
N° de Serie: \_\_\_\_\_  
ESTABLECIMIENTO  
Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

**AQUATIS**  
+34 91 713 94 98  
INNOVA CELLULAR SL  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave B8  
28521 Rivas-Vaciamadrid Madrid

**Nota:** No exponga la báscula a temperaturas extremas, las baterías podrían explotar. La BASCULA BT CON CALCULO DE LA COMPOSICION CORPORAL AQ1538 (BAS/AQ1538 (LCD26F)) tiene 3 años de garantía desde la fecha de compra. No manipule la báscula. Los defectos causados por uso y desgaste del producto, no entran en garantía. Las pilas no entran en garantía.

La báscula sólo entra en garantía si no ha sido manipulada y el defecto que presente sea por motivos de fábrica.

### Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELLULAR declara que los BASCULA BT CON CALCULO DE LA COMPOSICION CORPORAL AQ1538 (BAS/AQ1538 (LCD26F)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/30/EU, 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, anexo II (EU) 2015/863. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link: [https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion\\_basqa1538.pdf](https://www.innovacelular.com/descargas/declaracion/declaracion_basqa1538.pdf)

### Atención al cliente

Sólo en Español, Inglés y Portugués  
Servicio de atención al cliente / Customer Service / Serviço de apoio ao cliente (Español / English / Português): +34 91 713 94 98  
**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 and the Vier. de 09:00 a 14:00  
**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
**Horário de funcionamento de apoio ao cliente:** De 2ª a 5ª feira das 08:00H às 14:00H e das 15:30H às 17:30H, 6ª feira das 09:00H às 14:00H  
sac@innovacelular.com

### Advertencias de seguridad

**Seguridad y manejo:** Para obtener más información sobre seguridad y manejo, consulta el Manual de uso. **Información importante sobre seguridad:** Manipula la báscula con precaución. Contienen componentes electrónicos sensibles, incluidas las pilas, y pueden sufrir desperfectos, afectar al funcionamiento o causar daños si se caen al suelo, se queman, se perforan, se aplastan, se desmontan o si están expuestos a calor excesivo, líquido o entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales, incluidos gases licuados casi evaporados como el helio. No utilice la báscula si está dañada. **Peligro de asfixia:** La báscula y las piezas pequeñas incluidas pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños o causarles otros tipo de lesión. Mantenerlos siempre fuera del alcance de los niños.

### Otros datos

**Contenido de la caja:** Báscula, 2 pilas AAA, manual de usuario